

マグリリーフ

# Magrelief



# Magrelief (マグリリーフ) 内容

手軽なポータブル型ボディに、超本格派110mT(1100G)のハイパワーを実現。  
じんわり伝わる温かみとほどよい強さの微振動で強く身体に浸透します。



Magrelief (マグリリーフ) 本体収納ケース

専用バンド

全長 268mm、  
厚さ 29mm の  
コンパクトボディ



専用アダプター



ウェストベルト

■ Magrelief (マグリリーフ) 医療器認可番号 第225AFBZX00109000号

サイズ：H100×W268×D29mm・本体重量：約 670g (本体)

服を着たまま、カンタン磁気治療。

使用例



特 徴	<p>《Magrelief (マグリリーフ) 本体》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ワンタッチのカンタン操作で、手軽に使用できます。</li> <li>●着衣のままご利用頂けます。</li> <li>●コンパクトボディながら磁束密度は超本格派 110mT(1100G)のハイパワーを実現</li> <li>●磁気のN-S極が交互に入れ替わり高く飛ぶ磁力線が、体をほぐします。</li> <li>●ON/OFF ボタン(タイマー：30分)を本体へ内蔵させ、コード+アダプター+コンセントは一体型</li> </ul>
効 能・効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>●装着部位のコリ及び血行の改善。一般家庭で使用すること。</li> </ul>

**！ ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

次のような医用電気機器との併用は、身体に影響を与える可能性がありますので使用しないでください。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を装着している人。●脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人。

医師の治療を受けている人や右記の人は必ず医師とご相談のうえご使用ください。①悪性腫瘍のある人②心臓に傷害のある人③妊娠初期の不安定期または出産直後の人④糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人⑤温度感覚喪失が認められる人⑥皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人⑦安静を必要とする人⑧体温 38℃以上(有熱期)の人⑨捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人

●使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。●付属品(アダプター、ベルト、カバー)は指定されたものを使用してください。

■ お問い合わせ・お求めは

株式会社 神戸メディケア

◎ 神戸本社 0120-35-8866

〒652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4-21 シェンブルク神戸1F

◎ 東日本営業所 0120-778-158

〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-1 第一三井ビル2F

本製品は、国際規格の「ISO13485」「ISO9001」を取得した工場徹底した品質管理のもと製造されています。



ISO13485:2003  
(医療機器-品質マネジメントシステム)



ISO9001:2008  
(品質マネジメントシステム)

